

Qualité, contrôlée.

**Vous mettez beaucoup d'efforts
dans votre produit.**

**Nous nous assurons que vos
clients ne doivent pas.**



**Que le rouge à lèvres
ne casse pas**



Que le yaourt s'ouvre facilement

Que les pilules ne s'effritent pas



Le **Nouvel** Analyseur de Texture CTX™

test de compression et de traction pour des analyses de contrôle qualité rapides

L'analyseur de texture CTX est le nouveau modèle avancé d'AMETEK Brookfield pour tester la compression/traction des matériaux. Il apporte une nouvelle dimension pour des essais rapides et efficaces aux laboratoires occupés qui ont besoin d'améliorer la productivité en conservant la qualité.

Les caractéristiques du CTX permettent une mise en place facile pour un démarrage rapide. Si vous testez la consistance des pilules et comprimés, la capacité d'ouvrir un couvercle de yaourt ou la résistance à la traction de rouge à lèvres, notre nouveau CTX répondra à vos besoins de test.

L'ajout du logiciel TexturePro rend le CTX idéal pour les laboratoires R&D qui effectuent des tests d'évaluation/de caractérisation des matériaux. Aussi idéal pour les applications de contrôle qualité où les données peuvent être envoyées ou enregistrées dans des formats multiples.



Quoi de neuf ?

FLEXIBILITE - Cellules de charge interchangeables pour une flexibilité optimale (huit choix allant de 100 g à 100 kg)

FONCTIONNALITE - Arbre coulissant prolongé jusqu'à 280 mm pour les tests de plus longue portée

VITESSE - Un glissement plus rapide signifie des tests plus rapides

PRECISION - Le taux de sortie de données de 500 Hz capture le moment précis qu'il y a un changement à votre échantillon

Accessoires optionnels

Le CTX a une grande variété de sondes et de supports fixes pour tester les catégories de matériaux d'emballage, tous les types d'aliments, des produits de beauté, des produits pharmaceutiques et des dispositifs mécaniques. AMETEK Brookfield sait créer un support et une sonde sur mesure pour la plupart des applications.

Logiciel TexturePro

Sonde de température

Niveau à bulle

Jeu de poids de calibration

Système de bain de gélatine pour le conditionnement de gel

Pot de fleur - approuvé par l'industrie

Le CTX avec le TA-GPG pour mesurer la force d'adhérence nécessaire pour retirer le couvercle d'un conteneur scellé




TA-RT-KIT

Table rotative



TA-BT-KIT

Table support fixe



TA-ABT-KIT

Table réglable



Distribué par **Humeau**

Z.A. Hauts de Couëron - 11 rue des Imprimeurs
CS 24220 - 44220 Couëron - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53
info@humeau.com - www.humeau.com