




Beladungskapazität Loading Capacity CertoClav Vac Pro 12


Artikelnr.: 8500487




Abtropfasse/ Bodenplatte
Drip tray/ Plate for bottles
Artikelnr.: 1300765



Drahtkorb
Wire basket
Artikelnr.: 8500401



Tray Set
Artikelnr.: 8500479



Artikel / Item	Artikelnr.	Breite / Width [mm]	Höhe / Height [mm]	Länge / Length [mm]	Menge / Quantity
Drip tray	1300765	141	10	298	1
Wire basket	8500401	146	107	300	1
Tray-Set	8500479	140	40	340	2
		180	40	340	1

Flasche / Bottle	Volumen / Capacity [ml]	Höhe / Height [mm]	Durchmesser / Diameter [mm]	Beladungskapazität / Loading capacity
DURAN® GLS 80	500	148	101	2
DURAN® Original GL 45	250	143	70	6
DURAN® Youtility	250	158	66	7
DURAN® GLS 80	250	105	95	3
DURAN® Youtility	125	124	55	10
DURAN® Original GL 45	100	105	56	10