

SUPPORT POUR TUBES À RÉACTION, 80 EMPLACEMENTS, PP

LABSOLUTE®



1



Les racks LABSOLUTE® en PP, robustes et autoclavables, peuvent accueillir jusqu'à 5 x 16 tubes (Ø de l'emplacement 11 mm). Les orifices sont adaptés à la fois aux tubes de 1,5 ml et de 2,0 ml et disposent d'un marquage individuel.

- Disponibles en plusieurs couleurs
- Dimensions (L x H x P) : 225 x 28 x 67 mm

Accessoires **Tubes à réaction, PP**

Accessoires **Tubes de réaction de sécurité, PP**

Accessoires **Tubes à réaction avec couvercle rabattable, PP**

Alternative **Support pour tubes à réaction, 20 emplacements, PP**

Alternative **Supports universels pour différentes tailles de tubes, PP**

PO number	Couleur	Conditionnement	Référence
1 7696351 Code SH: 39269097	Bleu, jaune, vert, orange, rose	5	7.696 351
7696352 Code SH: 39269097	Bleu	1	7.696 352
7696353 Code SH: 39269097	Jaune	1	7.696 353
7696354 Code SH: 39269097	Vert	1	7.696 354
7696355 Code SH: 39269097	Orange	1	7.696 355
7696356 Code SH: 39269097	Rose	1	7.696 356