

FICHE TECHNIQUE	
TC43480 ACIDE SULFURIQUE pur à 96%	
REV.03 DU 06/03/2025	Méthode de contrôle MC1315

Nom du produit	TC43480 ACIDE SULFURIQUE pur à 96 %	
Code produit	TC43480	
FormulE - m.m. - C.A.S.	H2SO4 - 98,08 - 7664-93-9	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Aspect	Liquide clair et incolore	TC MC
Titre	95,5 – 96,5 %	TC MC
Densité à 20°C	1,834 ÷ 1,842 g/ml	TC MC
Couleur APHA	≤ 10	SPEC. FORN.
Rèd. KMnO4	≤ 2 ppm KMnO4	SPEC. FORN.
Résidu de calcination	≤ 1 ppm	SPEC. FORN.
N-NO3	≤ 0,8 ppm	SPEC. FORN.
Fer	≤ 4 ppm	SPEC. FORN.
Antimoine	≤ 0,1 ppm	SPEC. FORN.
Chlorures	≤ 0,4 ppm	SPEC. FORN.
Mercure	≤ 0,4 ppm	SPEC. FORN.
Plomb	≤ 0,4 ppm	SPEC. FORN.
Cuivre	≤ 0,4 ppm	SPEC. FORN.
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ		