



Date : 28/03/2023

Ref. Doc : PDS-17

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Anneau stabilisateur pour fiole

**Description :** Métal recouvert en PVC. Evite le flottement des fioles immergées

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øintérieur (mm)	Øextérieur (mm)	poids (g)	type	unités par ref.
WEIR-048-001	48	82	260	pour fiole à col étroit 125 - 500 ml	1

## PHOTO PRODUIT





## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Closed lead ring

**Description :** Made of PVC coated steel. Designed to stabilize erlenmeyer flasks immersed in water

## TECHNICAL DATA

reference	Øinside (mm)	Øouter (mm)	weight (g)	type	pcs/pack
WEIR-048-001	48	82	260	for 125 - 500 ml narrow neck flasks	1

## PRODUCT PHOTO

