


BOUCLES D'INOCULATION À USAGE UNIQUE, STÉRILES

LABSOLUTE®



Les boucles d'inoculation LABSOLUTE® à usage unique disposent d'une boucle flexible à une extrémité pour inoculer les milieux de culture en gélose souple et une aiguille à l'autre extrémité pour prélever des colonies individuelles. Les boucles d'inoculation à usage unique sont emballées stérilement par 20 dans un blister papier/plastique.

- Longueur : 195 mm

Accessoires **Boîtes de Pétri, PS**

Accessoires **Boîtes de Pétri, verre sodocalcique**

PO number	Volume µl	Couleur	Conditionnement	Référence
7696430 Code SH: 39269097	10	Bleu	2000	7.696 430
7696431 Code SH: 39269097	1	Blanc	2000	7.696 431