




# Beladungskapazität Loading Capacity CertoClav Vac Pro 22


Artikelnr.: 8500489




**Abtropfasse/ Bodenplatte**  
Drip tray/ Plate for bottles  
Artikelnr.: 1300767



**Drahtkorb**  
Wire basket  
Artikelnr.: 8500403



**Tray Set**  
Artikelnr.: 8500481



Artikel / Item	Artikelnr.	Breite / Width [mm]	Höhe / Height [mm]	Länge / Length [mm]	Menge / Quantity
Drip tray	1300767	166	10	405	1
Wire basket	8500403	170	170	410	1
Tray-Set	8500481	170	50	430	2
		220	50	430	1

Flasche / Bottle	Volumen / Capacity [ml]	Höhe / Height [mm]	Durchmesser / Diameter [mm]	Beladungskapazität / Loading capacity
DURAN® Original GL 45	500	181	84	<b>6</b>
DURAN® Youtility	500	193	78	<b>6</b>
DURAN® GLS 80	500	148	101	<b>4</b>
DURAN® Original GL 45	250	143	70	<b>10</b>
DURAN® Youtility	250	158	66	<b>10</b>
DURAN® GLS 80	250	105	95	<b>4</b>
DURAN® Youtility	125	124	55	<b>14</b>
DURAN® Original GL 45	100	105	56	<b>14</b>