
BAIN-MARIE ARGOLAB WB 22

Lieutenant

(sans pompe) T max = 100°C

Code de l'article: 41101712



FICHE DE DONNÉES

Caractéristiques

Source de courant	230 V
Min. hauteur (couvercle fermé)	150 millimètres
Capacité	22L
Classe de sécurité	2
Dimension	680x365x390mm
Dimensions internes	500x295x200mm
Dimension (plaque)	450x265mm
Afficher	Ecran LCD
Fréquence	50 - 60 Hz
garantie	2 ans
Image 2	https://app.onpage.it/api/storage/b010929ff428c8ef6d25c0e9b63342f8002801b5.50x
Méthode de travail	convection naturelle
Nom	BM 22
Règlements	2006/95/CE - 2004/108/CE - EN61326-1:2006 - EN6101G-1:2010 - EN61010-2-010:2003
Homogénéité de température à 37 °C	±0,5 °C
Poids	18 kg
Pompe de recirculation	Non
Pouvoir absorbé	1 100 W
Largeur de la baignoire	200 millimètres
Résolution	0,1
Résolution de température	0,1 °C
Sécurité contre la surchauffe	Électronique
Température de fonctionnement	+5Ta...100 °C
Minuteur	99 : 59 hh:mm
Variation de température à 37 °C	±0,1 °C
Volume utile	22L
