

## BÉCHER TYPE GRIFFIN (BÉCHER DE MESURE SANS POIGNÉE), PP

LABSOLUTE®



1



Les béchers LABSOLUTE® autoclavables de qualité alimentaire, avec ou sans poignée (béchers de type Griffin), sont fabriqués en PP naturel résistant aux produits chimiques, ce qui les rend particulièrement légers. Ils sont conformes à la norme ISO 7056 et disposent d'une graduation imprimée facile à lire ainsi que d'un bec verseur fonctionnel.

- Surface lisse pour un nettoyage facile et rapide
- Très bonne résistance aux acides et bases forts et concentrés ainsi qu'aux alcools aliphatiques
- Bonne résistance aux cétones, aldéhydes et hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

PO number	Volume ml	Grad. ml	Ø mm	Hauteur mm	Conditionnement	Référence
<b>7693030</b> Code SH: 39269097	50	5	54	58	1	7.693 030
<b>7693031</b> Code SH: 39269097	100	10	71	73	1	7.693 031
<b>1 7693032</b> Code SH: 39269097	250	25	91	93	1	7.693 032
<b>7693033</b> Code SH: 39269097	600	50	118	128	1	7.693 033
<b>7693034</b> Code SH: 39269097	1000	50	141	150	1	7.693 034
<b>7693035</b> Code SH: 39269097	2000	100	172	192	1	7.693 035
<b>7693036</b> Code SH: 39269097	5000	500	223	262	1	7.693 036