

ACCESSOIRES D'ÉQUIPEMENT

ACCESSOIRES POUR BLOCS CHAUFFANTS À SEC

Le plus grand choix de blocs modulaires du secteur avec plus de 40 options

Les accessoires pour blocs chauffants OHAUS incluent des blocs modulaires pour accueillir presque tous les échantillons. Les blocs modulaires permettent de rapprocher les tubes des parois afin d'optimiser le transfert et la rétention de chaleur. La plupart des blocs sont équipés d'une tubulure pour thermomètre afin de mesurer la température du bloc. Fabriqués en aluminium anodisé, ils peuvent résister à la corrosion et à la rouille pour vous garantir des années d'utilisation en laboratoire. Les couvercles de basse température permettent de réduire le débit d'air afin de stabiliser la température.



Blocs en aluminium anodisé pour microtubes, tubes, flacons, tubes de centrifugeuse, plaques/bandes/tubes PCR, microplaques et cuvettes. Les blocs solides peuvent être utilisés pour les lames ou percés afin de créer un module personnalisé.