



Fisherbrand™ Bonbonnes rectangulaires en PEHD



20 L

Description



S'utilise avec : Idéal pour le stockage et la distribution d'eau de laboratoire et de réactifs ; **Couleur :** Blanc

Bonbonnes parfaites pour le stockage et la distribution d'eau de laboratoire et de réactifs.

Idéales pour le stockage et la distribution d'eau de laboratoire et de réactifs

- Construction robuste pour longue durée de vie
 - Graduations moulées pour 1 gallon et 51 incréments
 - Choix des matériaux pour une utilisation générale ou l'autoclavage
 - Conception rectangulaire à faible encombrement
 - Goulot large pour un remplissage et un nettoyage aisés
-
- Bonbonnes avec robinet comprenant un insert à raccord cannelé permettant d'accueillir une tubulure de dia. int. de $\pm 5/16$ po.
 - Le bec verseur du robinet s'adapte à une tubulure de dia. int. de $5/8$ po.
 - Les matériaux répondent aux exigences de la norme FDA en matière de denrées alimentaires et aux critères USP VI (non toxiques).

Spécification

	Non autoclavable
Capacité (impériale)	5,3 gal.
Capacité (métrique)	20 L
Certifications/Conformité	FDA, USP classe VI
Couleur	Blanc
À utiliser avec (application)	Idéal pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs
Matériau	PEHD
Mouth Style	Large
Type de produit	Bonbonne avec robinet
Forme	Rectangulaires