

Werkstoff Datenblatt Material Data Sheet

Mischung aus Naturkautschuk NR grau Rubber Mixture of Natural Rubber Grey

Elastomerbasis Base of Rubber	Naturkautschuk 'WF 8 + PST' Natural Rubber 'WF 8 + PST'
Farbe Color	Grau Grey

Mechanisch Physikalische Werte Mechanical Physical Values

Dichte Density	g/cm ³	1,175 ± 0,02	
Härte Hardness	Shore A	40 ±5	DIN 53505
Zugfestigkeit Tensile Strength	N/mm ²	>10	DIN 53504
Reissdehnung Tensile Strain at Break	%	>690	DIN 53504
Stoßelastizität Shock Elasticity	%	>55	DIN 53512
Temperaturbeständigkeit Temperature Range	°C	-30 <> +60	

Konformität Conformity

Reach	Regulation 1907/2006 (EC)	current ECHA candidate list
RoHS	EU Directive 2011/65/EU	Attachment III of 2015/863/EU
ADI Frei ADI free	Frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs Free of Animal Derived Ingredients	
Lebensmittelkontakt Food Contact	BfR Empfehlung: XXI Polyvinylether BfR Recommendation: XXI Polyvinyl Ether	
Frei von Phtalaten Free of Phtalates	Ja Yes	

Die vorgenannten Werte sind nach bestem Wissen erstellt worden und gelten als typische Richtwerte. Sie sind nicht als Vorlage für Spezifikationen verwendbar.

The values given above are correct to the best of our knowledge and are valid as typical standard values. They are provided as a guide only and must not be used for specifications.



Artikel aus dieser Mischung

Articles from this Rubber Compound

D&N Article Number	Article Description
101 xxxx	Rubber Stopper NR grey, 1 or 2 holes; different sizes
201 xxxx	Rubber Spacer (GuKo), different sizes
21510xx	Hollow Stoppers NR grey, different sizes
225 0001	Rubber Policeman
226 0001	Rubber Spatula
230 0001	Reagent Glasware Cleaner
235 xxxx	Filter Ring with Flange; different sizes

Die vorgenannten Werte sind nach bestem Wissen erstellt worden und gelten als typische Richtwerte. Sie sind nicht als Vorlage für Spezifikationen verwendbar.

The values given above are correct to the best of our knowledge and are valid as typical standard values. They are provided as a guide only and must not be used for specifications.

