



- **Froid statique**
- **Régulateur électronique**
- **Alarmes mini et maxi**
- **Contact de report de défaut**

### CONSTRUCTION :

- Carrosserie robuste (acier + époxy blanc)
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve ABS avec angles arrondis facilement nettoyable
- Portes pleines réversibles, à rappel automatique
- Joint magnétique 4 faces type labyrinthe en PVC anti-moisissure
- Pieds réglables à l'avant  
Roulettes à l'arrière

### FONCTIONNEMENT :

- Froid statique
- Régulation électronique intégrée sur secteur avec alarmes température mini / maxi et contact de report défaut (sur accumulateur en option)
- Intégrable sous paillasse (CVS 140-40) avec le boîtier en position latérale
- Dégivrage manuel
- Fermeture à clé (en option)

### EQUIPEMENT INTERIEUR :

- **Tiroirs** transparents amovibles posés sur tablette en verre (grille fixe sur CVS 520-40)


TIROIRS	CVS 140 -40	CVS 180 -40	CVS 220 -40	CVS 520 -40
<b>Nombre de tiroirs</b>	4	5	6	14
<b>Dimensions tiroirs supérieurs (LxPxH cm)</b>	35,2 x 35,5 x 14,5	38,5 x 36 x 18	42,5 x 37,5 x 18	30 x 51 x 18
<b>Dimensions tiroirs inférieurs (LxPxH cm)</b>	35,2 x 21,5 x 15,5	38,5 x 14 x 14	42,5 x 20,5 x 19	30 x 37 x 21

### SOREMA


**Siège Social et Usine** : ZI Sud Ouest – Bd du Cormier – BP 70455 – 49304 CHOLET CEDEX  
Tél. +33 (0)2 41 62 30 29 – Fax +33 (0)2 41 62 81 25 - [info@facis.fr](mailto:info@facis.fr) - [www.facis.fr](http://www.facis.fr)

INFOS TECHNIQUES	CVS 140 -40	CVS 180 -40	CVS 220 -40	CVS 520 -40
Capacité brute / utile (Litres)	141 / 101	186 / 158	224 / 192	520 / 472
Plage de Température (°C)	-25°C/-40°C	-25°C/-40°C	-25°C/-40°C	-25°C/-40°C
Température ambiante maxi (°C)	+27°C	+27°C	+27°C	+27°C
Alimentation 50Hz	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Puissance électrique (W)	120	140	140	140
Fluide frigorigène	R404a	R404a	R404a	R404a
Niveau sonore (dBA)	38	41	41	41
Dimensions Cuve (LxPxH mm)	395x430x660	460x420x973	460x420x1170	645x530x1513
Poids net (Kg)	80	80	90	120


### DIMENSIONS :




CVS 140 -40




CVS 180 -40




CVS 220 -40



CVS 520 -40



Position standard  
(réf: 500 210)



Position sous pailasse pour CVS140  
(à préciser lors de la commande)  
(réf: 500 230)

BOITIER FACIS

### OPTIONS

**Plus-value Régulation électronique sur accumulateur avec alarme température mini / maxi et contact de report défaut**

**Enregistreur de température sur piles avec disques enregistreur (7 jours)**

**Passage de sonde situé à l'arrière**  
(sauf CVS520, situé coté droit)

**Fermeture à clé**

### SOREMA

Siège Social et Usine : ZI Sud Ouest – Bd du Cormier – BP 70455 – 49304 CHOLET CEDEX  
Tél. +33 (0)2 41 62 30 29 – Fax +33 (0)2 41 62 81 25 - [info@facis.fr](mailto:info@facis.fr) - [www.facis.fr](http://www.facis.fr)