

DISTRIBUTEUR MANUEL PRO INKL.

LABSOLUTE®

Une ergonomie parfaite pour un confort d'utilisation maximal. Le distributeur manuel Pro LABSOLUTE® vous aide à réaliser des séries de dosage plus longues grâce à sa forme ergonomique, son poids réduit et son mécanisme de distribution facile à utiliser. Un autre avantage est la représentation claire du réglage de la course et des volumes de dosage en fonction des embouts de distributeur utilisés dans la fenêtre de visualisation.

Le livraison comprend : Distributeur manuel Pro, 1 embout de distributeur de 5 ml, 1 embout distributeur de 1 ml, adaptateur.

Haute compatibilité

- Embouts de distributeur LABSOLUTE® et embouts de distributeur Plus
- Ritips® et Ritips® professional (Ritter GmbH)
- PD-Tips™ (Brand GmbH & Co. KG)
- Combitips®, Combitips Plus® et Combitips Advanced® (Eppendorf AG)

Un confort maximal

Le distributeur manuel Pro LABSOLUTE® est parfaitement ergonomique et tient parfaitement dans la main. Le bouton de distribution facile à utiliser et le poids réduit assurent un confort maximal, même pour les longues séries de dosage.

La manipulation aisée du bouton de distribution permet de sélectionner le volume, de remonter et de distribuer d'une seule main.

Une grande flexibilité

Le distributeur manuel Pro LABSOLUTE® permet de réaliser 120 étapes de programme - pratique et flexible pour 12 tailles de pointes différentes et avec 10 réglages de course.

Produit indépendant et sans entretien

Le distributeur manuel LABSOLUTE® est de conception entièrement mécanique. Il ne nécessite donc aucun entretien et ne dépend pas de ressources supplémentaires telles qu'un bloc d'alimentation ou des piles.

Notre garantie

Chaque appareil est contrôlé après sa fabrication pour s'assurer de son bon fonctionnement et de sa précision. Le distributeur manuel Pro LABSOLUTE® n'obtiendra un numéro de série que si toutes les conditions de la norme DIN EN ISO 8655 sont remplies.

1

