



Chlore, libre, sachets de poudre de réactif, 0,02-2,00 mg/L Cl₂

Réf. produit

2105569

Dangereux



Réactifs en poudre en sachets hermétiques pour la détermination du chlore libre par la méthode DPD. Pour échantillon de 10 mL.

Caractéristiques

Conditions de stockage:	10 °C à 25 °C
Description:	Sachets de poudre de réactif pour le chlore libre DPD, 10 ml
EPA compliant:	Oui
Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	DPD
Nombre de tests:	100 Variétés
Numéro de méthode:	8021
Paramètres:	Chlore, libre
Plage de mesure:	10 mL
Plateforme:	Sachets de poudre