

Eosine en solution aqueuse à 1%

Code produit : **312740**

Spécifications :

- Aspect : Solution rouge limpide
- Maximum d'absorption dans l'eau : $516 \text{ nm} \leq \lambda \leq 518 \text{ nm}$

Applications :

Histo-cytologie :

- Utilisée comme colorant cytoplasmique dans la coloration par l'Hémalun-Eosine et variantes pour la coloration bichromique de routine des coupes histologiques. L'Eosine en solution aqueuse à 1% colore les cytoplasmes en rose.
- Utilisée comme colorant cytoplasmique dans la coloration par l'Hémalun-Eosine-Safran ou par l'Hémalun-Phloxine-Safran pour la coloration trichromique de routine des coupes histologiques. L'Eosine en solution aqueuse à 1% colore les cytoplasmes en rose.
- Utilisée dans la coloration de Gram Weigert pour la mise en évidence des kystes de *Pneumocystis carinii*, de la paroi des bactéries et des mycoses sur coupes histologiques.

Mise à jour du 15/04/2013