



## Référence 273762

**Eponge, eau peptonée tamponnée, dans sachet à prédécoupe laser + étiquette de refermeture + 2 gants**



**ISO 18593 standard**  
**ISO 17604 standard**

### Utilisation :

Eponge stérile de prélèvement de surface en cours de production en industrie agro-alimentaire, et pour les contrôles sur carcasses.  
Bactéries recherchées : Listeria, Salmonella, autres pathogènes.

### Composition :

- **Eponge**
  - Cellulose qualité premium
  - 8x4cm, épaisseur 1,2 à 1,6cm
- **Diluant**
  - Eau peptonée tamponnée
  - Dose calibrée : 10 ml
- **Sachet de prélèvement bleu, l 20 x h 32,5 cm**
  - Ouverture facile à prédécoupe laser, étiquette de refermeture
  - Large zone d'identification du prélèvement
- **Paire de gants**
  - Bleu, qualité vinyle, ambidextres, non-poudrés, taille 9 (L)
  - Livré dans un sachet zip 18 x 25cm, avec le kit éponge



Référence	Conditionnement	Dimensions
273762	100 pièces par carton : 5 sachets de 20 pièces (sachet à fermeture zip, 30 x 40 cm)	40 x 30 x 30 cm

### Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité *
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	12 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

\* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

23/04/2024

