



Produit	20820.464
Description du produit	Ethanol absolu
Grade / qualité	GPR RECTAPUR
Numéro CAS	64-17-5
Formule moléculaire	H <sub>3</sub> CCH <sub>2</sub> OH
Masse moléculaire	46.07

Analyses	Spécifications
Titre	≥ 99.5 %
Titre (V/V)	≥ 99.8 %
Spectre IR	Conforme
Indice de réfraction (20°C)	1.360 - 1.362
Aldéhydes (en CH <sub>3</sub> CHO)	≤ 50 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 20 ppm
Acide libre (en CH <sub>3</sub> COOH)	≤ 10 ppm
Alkali libre (en NH <sub>3</sub> )	≤ 5 ppm
Méthanol	≤ 0.1 %
Composés du soufre (en S)	≤ 5 ppm
Eau	≤ 0.2 %

## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare  
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250  
Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.