



## Sachets de poudre de réactif pour le fer, 0,02-3,00 mg/L Fe

Réf. produit:

2105769

Dangereux



Réactifs en poudre en sachets hermétiques pour la détermination de fer, méthode FerroVer. Pour échantillon de 10 ml. Paquet de 100

### Caractéristiques

Conditions de stockage:	10 °C à 25 °C
Description:	Sachets de poudre de réactif pour le fer FerroVer, 10 ml
Digestion nécessaire:	pour le fer total
EPA compliant:	Oui
Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	FerroVer
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8008
Paramètres:	Fer
Plage de mesure:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	100 par paquet