

CORG201



NFX
15-211



Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NFX 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	CORG201			Code douanier	38021000		
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
CORG201	70 x 545 x 380		0		0	0	12.00