

WHA1822090

 Partager

Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 µm pore size



white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 90 mm diam

Synonyme(s) : Z242411, glass fiber filters, glass microfiber filters

PROPRIÉTÉS

product name	Filtres en microfibres de verre Whatman®, sans liant, de type GF/C, Grade GF/C circles, 90 mm, 100/pk
Matériaux	borosilicate glass circles
Description	GF/C grade: medium to fast, high loading
Stérilité	non-sterile
Conditionnement	pack of 100
Fabricant/nom de marque	Whatman 1822-090 Whatman Article No. 28418384 (US reference)
Diamètre	90 mm
Épaisseur	0.26 mm
Dimension de pores	1.2 µm
Adéquation	suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)

DESCRIPTION

Description générale

Type GF/C : 1,2 µm

Permet de retenir les particules fines avec un bon débit. Ce produit sert de filtre de référence pour le recueil des solides en suspension dans l'eau potable, les eaux naturelles et les eaux industrielles dans de nombreuses régions du monde.

Caractéristiques et avantages

- Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
- Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.

Autres remarques

Domaine d'utilisation : Ces produits sont réservés à la recherche interne. Ils ne sont pas destinés à un usage diagnostique ou à la revente.

Informations légales

Whatman is a registered trademark of Cytiva