

FLACON À COL LARGE NALGENE™, EN HDPE, AVEC BOUCHON À VIS EN PP



Avec bouchon à vis en PP. Bouteille à usage général, multi usages pour le laboratoire ou le terrain. Translucide. Col large facile à remplir de matériaux liquides ou solides. Excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools. Congélation possible jusqu'à -100 °C. Étanche. Convient au transport de liquides.

Alternative **Flacon à col large Nalgene™, en FEP, avec bouchon à vis en ETFE**

Alternative **Flacon à col large Nalgene™, PPCO, avec bouchon à vis, en PP**

PO number	Volume nominal ml	Ø mm	Ø intérieur du col mm	Hauteur mm	Taille du bouchon mm	UC	Référence
9103225 2104-0016 VE=12 Code SH: 39233010	500	73,0	44,0	168,0	53	12	9.103 225