
HUILE PARAFFINE EPAISSE

01 – IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ

Dénomination	HUILE PARAFFINE EPAISSE
Synonymes	Huile minérale blanche (pétrole), paraffine liquide
Code article	5995135 / 5995174
Nom du fournisseur	COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE Place Lucien Auvert 77020 Melun Cedex Téléphone : 01 64 87 20 00 Fax : 01 64 87 20 70
Numéro CE	232-455-8
Numéro CAS	8042-47-5

02 – SPECIFICATIONS

RÉFÉRENTIEL DE CONTRÔLE	Pharmacopée Européenne en vigueur
Aspect	Liquide huileux, incolore, transparent
Solubilité dans l'eau	Pratiquement insoluble
Solubilité dans l'alcool	Peu soluble
Spectre d'absorption dans l'infrarouge	Conforme
Identification C	Positive
Acidité ou alcalinité	Incolore ; maximum 0,1 mL NaOH 0,1m
Densité relative	De 0,827 à 0,890
Viscosité	De 110 mPa.s à 230 mPa.s
Hydrocarbures aromatiques polycycliques	Conforme
Substances facilement carbonisables	Conforme
Paraffines solides	Conforme

03 – CONDITIONNEMENTS

1 L	Code article : 1451100
1 L (FL PET)	Code article : 1451110
5 L	Code article : 1451200
10 L	Code article : 1451300
25 L	Code article : 1451400
Vrac	Code article : 1451405

04 – AUTRES INFORMATIONS

Liste des modifications successives

Version 1 du 08/08/07: création

Version 2 du 04/11/11 : remaniement général

Version 3 du 01/03/13 : modification § 2, allègement de la monographie

Version 4 du 11/02/2021 : révision générale.

Autres informations

Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné à la date de mise à jour.

Les informations relatives au stockage et à la sécurité sont mentionnées dans la fiche de données de sécurité.

L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est destiné.

Fin du document