


# FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	150260
<b>Désignation</b>	Indicateur pour stérilisation




## Description :

- ✓ Ruban indicateur adhésif à poser sur les produits à stériliser pour attester du passage en stérilisation
- ✓ Des bandes de couleurs apparaissent en fin de stérilisation
- ✓ Indicateur pour autoclave (chaleur humide)

## Caractéristiques techniques :

- ✓ S'adapte sur les distributeurs 086000 et 140265
- ✓ Dimensions :
  - Longueur : 50 m
  - Largeur : 19 mm



## Unité de vente :

1 Rouleau de ruban indicateur pour stérilisation