



Be Right™



Kit Application pour la détermination de pH, Alcalinité et Conductivité dans l'eau. Optimisé pour titrateurs potentiométriques Titralab AT1000 Series, modèles AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Réf. produit: AP0002.AT1102

Kit Application pour la détermination de pH, Alcalinité et Conductivité dans l'eau. Optimisé pour titrateurs potentiométriques Titralab AT1000 Series, modèles AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Caractéristiques

Application:	Municipal Applications
Contenu de la boîte:	Kit application incluant seringue, béciers plastiques, barreaux d'agitation magnétique, méthode pré-programmée sur clé USB, électrode avec adaptateur conique, bouchon de bouteille.
Garantie:	24 mois
Instruments compatibles:	AT1102 AT1112 AT1122 AT1222
Paramètres:	pH/Alkalinity & Conductivity
Type:	Application Pack

Contenu de la boîte

Kit application incluant seringue, béciers plastiques, barreaux d'agitation magnétique, méthode pré-programmée sur clé USB, électrode avec adaptateur conique, bouchon de bouteille.