



XX6504730 | Nécessaire de contrôle colorimétrique



Accessories for filter holders for sample preparation.

XX6504730

1

Le prix n'a pas pu être récupéré

La quantité minimale doit être un multiple de

Les prix peuvent être modifiés sans préavis

[Aperçu](#) [Documentation complémentaire](#) [Produits & Applications associés](#)

Aperçu

Description
Informations produit
Applications
Dimensions
Informations sur les matériaux
Informations sur l'emballage

Description	
Référence	XX6504730
Description	Nécessaire de contrôle colorimétrique

Description	
Informations générales	<p>The MilliporeSigma Patch Test Kit is a complete solution for field-based collection and analysis of hydrocarbon-based hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. It allows the detection of significant changes in cleanliness through dependable, sensitive, colorimetric-based analysis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitors particulate contamination rapidly in hydrocarbon-based hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water and lubricating oils - Filter color rating and particle assessment scales correspond to recognized standard contamination levels - Detects significant changes in cleanliness through dependable and sensitive test results - Comes with filters for 100 tests <p>Features & Benefits:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Contains enough expendable materials for 100 tests •Contained within a lightweight, easy-to-carry case •Filter color rating and particle assessment scales correspond to recognized standard contamination levels <p>Applications: In-Field Contamination Analysis of Hydrocarbon-Based Hydraulic Fluids, Water, Lubricating Oils and Related Products</p> <p>Kit Catalog Number XX6504730 Patch Test Kit</p> <p>Components PD1504700 PetriSlides for contamination analysis SMWP02500 MF-Millipore Membrane Filter, 5.0 µm, 25 mm, white, plain, 100 SMWP04700 MF-Millipore Membrane Filter, 5.0 µm, 47 mm, white, plain, 100 XX6200006P Filter forceps, blunt end, stainless steel XX62000035 Hand Vacuum Pump, stainless steel XX6300120 Patch Test Filter Holder Assembly XX6504704 Solvent Dispensing Bottle XX6504707 Swinnex 25 mm with back-pressure screen XX6504709 PVC Bottle, 120 mL XX6504710 Tubing for vacuum, 1/8 in., fluoroelastomer XX6504713 Naval Fluid Color Guide 1</p> <p>Replacement Parts Clear Sorting & Filtering XX2004701 Funnel Locking Ring XX2004703 Gasket, PTFE XX4004714 Locking Ring Gasket, PTFE XX6300123 O-ring, 2-233, Buna-N XX6504708 Stainless Steel Holder Support with base</p>

Informations produit

Dispositifs compatibles	<ul style="list-style-type: none"> • Patch Test Kit
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Applications

Application	Accessories for filter holders for sample preparation.
--------------------	--------------------------------------------------------

Dimensions

Hauteur	12.5 cm (4.9 in.)
Largeur	23.5 cm (9.25 in.)
Longueur	36.8 cm
Poids	4.5 kg (9.9 lb.)

Informations sur les matériaux

Matériaux de construction	Support filtre en acier inoxydable et aluminium ; flacons de prélèvement d'échantillons et distributeurs de solvants en PVC/polyéthylène
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations sur l'emballage

Quantité	1
-----------------	---

[Nous contacter](#)

[Groupe Merck](#) | [Mentions légales](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Respect de la vie privée](#) | [Conditions de vente](#)

© 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

© Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, 2014. Toutes les références à Merck désignent Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.