



Be Right™



Kit de filtration à membrane avec 50 membranes de filtre de 0,45 µm

Réf. produit:

LCW916

Pour la filtration des échantillons turbides, pour l'analyse de la DCO avec des tests en cuve COT, par exemple

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|--|
| Conditions de stockage: | 15 °C à 25 °C |
| Description: | Pré-traitement d'échantillon pour les échantillons turbides |
| Nombre de tests: | 50 |
| Notes spéciales: | Le kit contient 50 membranes de filtre spéciales (0,45 µm) et une seringue jetable (10 ml) |
| Paramètres: | Kit de filtration à membrane (0,45 µm) |