



Be Right™



Phosphate, ortho, kit de réactifs 0,23-30,00 mg/L PO₄

Réf. produit:

2244100

Dangereux



Pour la détermination de phosphate par la méthode des acides aminés.

Caractéristiques

Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	Acide aminé
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8178
Paramètres:	Orthophosphate
Plage de mesure:	0,23 - 30,00 mg/L PO ₄
Plateforme:	Solution