



Protection de la tête

HM11001U

RESPIRATOIRE JETABLE

Boîtes distributrice de 50 masques médicaux jetables de Type II. Dispositif médical de Classe 1. 3 plis. Barette nasale. Polypropylène non tissé.



Avantages spécifiques



Confort

· Pont nasal réglable pour un ajustement et un confort parfaits



Compatibilité

· Pont nasal conçu pour une compatibilité totale avec nos lunettes de sécurité

Applications

- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Nettoyage
- Travail temporaire
- Stockage

Certifications et normes

EN 14683

TYPE II



HM11001U

RESPIRATOIRE JETABLE

Boîtes distributrice de 50 masques médicaux jetables de Type II. Dispositif médical de Classe 1. 3 plis. Barette nasale. Polypropylène non tissé.

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection respiratoire	Masques à ventilation libre
Masque à ventilation libre	Masque jetable
Masque jetable	Pliable
Types de protection	Environnement médical
Matériau du masque	Synthétique non tissé
Matériau de la barrette nasale	Acier
Matériau de la barrette nasale	Acier
Caractéristiques de la barrette nasale	Intégrée
Caractéristiques de la barrette nasale	Intégrée
Fixation	Brides
Utilisation	NR
Avantage supplémentaire	Ajustable, Sans agrafes
Poids	188 g
Quantité par carton (PCB)	40
Conditionnement	50 par lot



Protection de la tête

HM11001U

RESPIRATOIRE JETABLE

Boîtes distributrice de 50 masques médicaux jetables de Type II. Dispositif médical de Classe 1. 3 plis. Barette nasale. Polypropylène non tissé.

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
HM11001U	Bleu-Blanc	M/L	HM11001U	3295249255770	13295249255777	40	1	8.4 kg