

TUBES À RÉACTION AVEC COUVERCLE RABATTABLE, PP

LABSOLUTE®



1



Les tubes à réaction LABSOLUTE® 1,5 ml sont dotés d'un couvercle rabattable spécial qui permet de les ouvrir d'une seule main, sans toucher l'intérieur du couvercle avec la main. Cela réduit considérablement le risque de contamination de l'échantillon.

- Non stériles
- Exempts de DNase, RNase et pyrogènes
- Autoclavables à 121 °C

Accessoires [Support pour tubes à réaction, 20 emplacements, PP](#)

Accessoires [Support pour tubes à réaction, 80 emplacements, PP](#)

Accessoires [Portoirs flottants, 16 à 20 emplacements, PP](#)

Accessoires [Supports universels pour différentes tailles de tubes, PP](#)

Alternative [Tubes à réaction, PP](#)

Alternative [Tubes de réaction de sécurité, PP](#)

| PO number | Volume ml | Conditionnement | Référence |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 7696758 Code SH: 39269097 | 1,5 | 500 | 7.696 758 |