

TUBES À RÉACTION 5 ML, PP

LABSOLUTE®



Les tubes à réaction LABSOLUTE® 5 ml avec bouchon à encliqueter attaché sont les tubes parfaits pour travailler avec des volumes allant jusqu'à 5 ml. Pour les incubations supérieures à 80 °C, il est recommandé de fermer le tube avec la pince (7.696 749).

- Variante à faible liaison pour une récupération maximale des échantillons
- Les récipients bruns sont idéaux pour les matériaux sensibles à la lumière
- Exempts de DNase, RNase et pyrogènes
- Centrifugeables jusqu'à 20 000 x g
- Résistants au froid jusqu'à -86 °C
- Autoclavables

Accessoires **Support pour tubes à réaction de 5 ml, blanc, PS**

Accessoires **Cryoboîtes pour tubes de 5 ml, PC**

Accessoires **Mini Cooler -20 °C, PC**

	PO number	Description	Conditionnement	Référence
1	7696740 Code SH: 39269097	Transparent	100	7.696 740
	7696741 Code SH: 39269097	Transparent, faible liaison	50	7.696 741
	7696742 Code SH: 39269097	Brun	100	7.696 742
234	7696749 Code SH: 39269097	Pince de fermeture	100	7.696 749