



1 | Nahita offre cette série de mortiers fabriqués en porcelaine et idéaux pour triturer, écraser et mélanger des substances de faible dureté.
2 | La base est large et stable et avec un bec pour faciliter le versement.

3 | Chaque mortier est fourni avec son pilon fabriqué aussi en porcelaine, manche émaillé et la surface de mouture non-émaillée.
4 | Les pilons pour le mortier sont aussi disponibles individuellement.

► Mortiers en porcelaine avec pilon, non-émaillé



1 | Extérieur émaillé et intérieur et base non-émaillés.

| Référence | Capacité | Diamètre | Hauteur | Long. Pilon | Ø Boule |
|-----------|----------|----------|---------|-------------|---------|
| BBC004 | 300 ml | 130 mm | 62 mm | 125 mm | 36 mm |



MORTIERS
[B] MATÉRIEL À USAGE GÉNÉRAL

Note : le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les photographies de la marchandise.



Distribué par **Humeau**

Z.A. Hauts de Couëron - 11 rue des Imprimeurs
CS 24220 - 44220 Couëron - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53
info@humeau.com - www.humeau.com