



Référence A04004

Paire de gants stériles, taille L (8-9)



Norme ISO 18593
Méthodes horizontales pour les prélèvements de surface



Utilisation :

Accessoires complémentaires aux kits chiffonnettes et éponges stériles.

Composition :

- **Paire de gants**
 - Bleu, qualité vinyle,
 - Ambidextres,
 - Non-poudrés,
 - Taille 9 (L)
- **Présentation**
 - Dans un sachet zip

Référence	Conditionnement	Dimensions du conditionnement
A04004	Carton de 350 pièces	40 x 30 x 30 cm

Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité *
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	24 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration