

# EMBOUTS DE DISTRIBUTEUR PLUS

## LABSOLUTE®

1



Les embouts de distribution universels Plus de LABSOLUTE® sont disponibles en neuf tailles et conviennent pour des volumes de distribution de 1 à 50 000 µl. Les embouts fonctionnent selon le principe du refoulement direct : cela signifie pour vous une distribution sûre sans risque de contamination, même avec des liquides infectieux. Indépendamment de la viscosité et de la volatilité, le volume souhaité est toujours délivré et ce, sans formation d'aérosols. Disponible en version non stérile et stérile.

- Identification rapide grâce au code couleur
- Sécurité et reproductibilité complètes : chaque pointe est contrôlée par une machine
- Les pointes de distribution stériles sont emballées individuellement
- Exemptes d'endotoxines, d'ATP, RNase et ADN
- Des pointes coniques très fines augmentent la précision, en particulier lors de la distribution dans une plage de µl à un chiffre
- Grâce à leur forme allongée, elles conviennent parfaitement au travail avec de longs récipients de laboratoire
- Certificat disponible sur demande
- N° de lot sur chaque unité d'emballage
- L'autoclavage n'est pas recommandé

### Compatibilité universelle avec les appareils suivants et bien d'autres (sur demande) :

- LABSOLUTE® Handdispenser Pro
- Ripette®, Ripette® pro (Ritter GmbH)
- Multipette® 4780, Multipette® plus, Multipette® M4\*, Multipette® stream (Eppendorf AG)
- HandyStep®, HandyStep® S, HandyStep® electronic (Brand GmbH & Co. KG)
- RepeatOne® (Starlab AG)
- Repetman® (Gilson AG)

\* Pas d'affichage à l'écran en cas d'utilisation avec ces distributeurs

Accessoires **Distributeur manuel Pro**

Alternative **Kit d'essai d'embouts de distributeur**

Alternative **Embouts de distributeur**