

Portoirs pour tubes à essais

PORTOIR INOX POUR 4X12 TUBES DIAM.18MM -DIM. 250X90X70MM

En acier inoxydable, anticorrosion, polissage électrolytique ou en acier, revêtement en polyamide.

- Très bonne résistance chimique
- Excellente résistance thermique (revêtement en polyamide résistant jusqu'à 80 °C)
- Structure robuste, stable et facile à nettoyer

Portoirs en fil avec entretoise de second niveau (hauteur 21 mm). Hauteur totale de 68 mm. Taille des orifices 18×18 mm.