



Be Right™



Kit de réactifs au cyanure, sachets de poudre, 0,002-0,240 mg/L CN

Dangereux



Réactifs en poudre en sachets hermétiques pour la détermination de cyanure à l'aide de la méthode pyridine-pyrazalone. Pour échantillon de 10 ml. 100 tests.

Caractéristiques

Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	Pyridine-Pyrazalone
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8027
Paramètres:	Cyanure
Plage de mesure:	10 mL
Plateforme:	Sachets de poudre