



Be Right™



## Kit de réactifs pour l'aluminium, sachets de poudre, 0,008-0,800 mg/L Al

Réf. produit: 2242000

Dangereux



Réactifs en poudre en sachets hermétiques pour la détermination d'aluminium. 100 tests.

### Caractéristiques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Conditions de stockage: | 10 °C à 30 °C   |
| Description:            | Kit de réactifs pour l'aluminium, sachets de poudre, aluminon   |
| Instrument:             | Tous  |
| Nom de la méthode:      | Aluminon  |
| Nombre de tests:        | 100   |
| Notes spéciales:        | Contenu du kit : sachets de poudre aluminium AluVer 3 (1429099), sachets de poudre acide ascorbique (1457799), sachets de poudre de blanchiment Bleaching 3 (1429449) |
| Numéro de méthode:      | 8012  |
| Paramètres:             | Aluminium   |
| Plage de mesure:        | 0,008 - 0,800 mg/L Al   |
| Plateforme:             | Sachets de poudre   |