



Kit de réactifs pour le manganèse, PAN, 0,006-0,700 mg/L Mn

Réf. produit : 2651700

Dangereux



Flacons compte-gouttes autonomes et réactifs en poudre en sachets hermétiques

Contenu du kit : réactif pour le cyanure alcalin (2122326) 50 ml, acide ascorbique (1457799), solution témoin PAN (2122426) 50 ml

Caractéristiques

Description:	Kit de réactifs pour le manganèse
Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	PAN
Nombre de tests:	50
Notes spéciales:	Contenu du kit : réactif pour le cyanure alcalin (2122326) 50 ml, acide ascorbique (1457799), solution témoin PAN (2122426) 50 ml
Numéro de méthode:	8149
Paramètres:	Manganèse
Plage de mesure:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Volume d'échantillon:	50 mL