



Be Right™



Nitrate TNT, 0,2 - 30 mg/L NO₃-N

Réf. produit:

2605345

Dangereux



Test en cuve (Ø 16 mm) accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT = Test 'N Tube

Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.

Les produits Test 'N Tube offrent des tests sécurisés et pratiques

Les fioles de 16 mm à capuchon offrent un contenant autonome pour le mélange et la mesure.

Facile à commander

Tous les réactifs et toutes les fioles nécessaires sont inclus dans l'emballage.

Caractéristiques

Conditions de stockage:	10 - 25 °C
Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	Acide chromotropique
Nombre de tests:	50
Notes spéciales:	Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.
Numéro de méthode:	10020
Paramètres:	Nitrate
Plage de mesure:	0,2 - 30,0 mg/L NO ₃ -N
Plateforme:	Test 'N Tube
Volume / taille du carton:	50 par paquet