



Be Right™



Nitrite TNT, 0,002 - 0,500 mg/L NO₂-N

Réf. produit:

2608345

Dangereux



Test en cuve (Ø 16 mm) accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT = Test 'N Tube Pour déterminer le nitrite par la diazotation. 50 tests

Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.

Les produits Test 'N Tube offrent des tests sécurisés et pratiques

Les fioles de 16 mm à capuchon offrent un contenant autonome pour le mélange et la mesure.

Facile à commander

Tous les réactifs et toutes les fioles nécessaires sont inclus dans l'emballage.

Caractéristiques

Description:	Kit de réactifs NitriVer 3 TNT
Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	Diazotation
Nombre de tests:	50
Notes spéciales:	Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.
Numéro de méthode:	10019
Paramètres:	Nitrite
Plage de mesure:	0,003 - 0,500 mg/L NO ₂ -N
Plateforme:	Test 'N Tube