



Be Right™



Orthophosphate, TNT, 1,0 - 100 mg/L PO₄

Réf. produit:

2767345

Dangereux



Test en cuve (Ø 16 mm) accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT = Test 'N Tube

Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.

Les produits Test 'N Tube offrent des tests sécurisés et pratiques

Les fioles de 16 mm à capuchon offrent un contenant autonome pour le mélange et la mesure.

Facile à commander

Tous les réactifs et toutes les fioles nécessaires sont inclus dans l'emballage.

Caractéristiques

Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	Molybdovanadate
Nombre de tests:	25 - 50
Notes spéciales:	Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900. Pour toute question, veuillez contacter votre équipe d'assistance technique locale.
Numéro de méthode:	8114
Parameter:	Reactive (Orthophosphate)
Paramètres:	Orthophosphate
Plage de mesure:	1 - 100,0 mg/L PO ₄
Plateforme:	Test 'N Tube