



Be Right™



## Kit de réactifs pour la silice, 0,010-1,600 mg/L SiO<sub>2</sub>

Réf. produit: 2459300

Dangereux



Pour la détermination de la silice, méthode par bleu hétéropoly. Pour échantillon de 10 mL.

### Caractéristiques

Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	Hétéropoly bleu
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8186
Paramètres:	Silice
Particularité:	LR, 10 mL, 100 tests
Plage de mesure:	10 mL