



Produit	28225.324
Description du produit	Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR pour le dosage de l'azote
Numéro CAS	1310-73-2
Formule moléculaire	NaOH
Masse moléculaire	40.00

Analyses	Spécifications
----------	----------------

Titre	≥ 32 %
Métaux lourds (en Pb)	≤ 10 ppm
N total (Azote)	≤ 1 ppm
Cl (Chlorure)	≤ 40 ppm
CO ₃ (en Na ₂ CO ₃)	≤ 1.0 %
SiO ₄ (en SiO ₂)	≤ 50 ppm
SO ₄ (Sulfate)	≤ 30 ppm
Al (Aluminium)	≤ 10 ppm
Fe (Fer)	≤ 10 ppm

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
 VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250
 Briare; France

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.