



SteriSox®

Référence 253826

Sterisox® 2 paires, tryptone sel



Norme ISO 13307

Microbiologie des aliments
Stade de production primaire
Techniques de prélèvement



Réglementation Européenne

Utilisation :

Kit stérile de prélèvement de surface en élevage de volailles en vue de la recherche de Salmonelle.
Pour collecte de poussière et fientes au sol, dans l'environnement de production des espèces concernées par la réglementation européenne : *Gallus gallus* et dindes

Composition :

- **Sterisox®**
 - 2 paires de chaussons, maille jersey
 - Élastique de maintien
- **Diluant**
 - Tryptone Sel
 - Dose calibrée : 30 ml
- **Sachet de prélèvement**
 - 18x32cm, ouverture facile, avec lien de refermeture
 - Zone d'identification du prélèvement



PRÉLEVEMENT DE SURFACE dispositif prêt à l'emploi
Ready-to-use surface sampling kit.

N° d'enregistrement / Identification number

Nom de l'éleveur / Breeder's name

Adresse / Address

Maison d'élevage / Food house

Espèce / Species

Age

N° Bâtiment / Building number

Semaine d'abattage / Slaughter week

Abattoir / Slaughter house

Nom du préleveur / Sampler's name

Date / Date

Heure / Time

Signature

Expédier au laboratoire dans les plus brefs délais.
Expiry as soon as possible the sample to the lab for analysis.

SodiBOX Tel : +33 (0) 2 98 06 62 20
Font-Chaude • 39000-NOVÉ • France
www.sodibox.com

Reference	Conditionnement	Dimensions du conditionnement
253826	Carton de 120 pièces (8 sachets à fermeture zip 30 x 40 cm, contenant chacun 15 pièces)	60 x 40 x 25 cm

Stérilité et traçabilité :

Mode de stérilisation	Certificat de stérilité	Validité	Traçabilité*
ionisation par rayons gamma Dose ciblée de 20 kilograys minimum	dans chaque carton	12 mois	sur chaque produit / carton



Avant



Après

* informations imprimées : référence, désignation, n° de lot, code diluant, date de production et d'expiration

26/09/2023

