



Sachets de poudre de réactif pour le sulfate, 2-70 mg/L SO₄

Réf. produit:

2106769

Dangereux



Réactif en poudre en sachet hermétique pour la détermination de sulfate par la méthode turbidimétrique SulfaVer. Pour échantillon de 10 ml, paquet de 100.

Caractéristiques

EPA compliant:	Oui
Instrument:	Voir les méthodes/procédures pour les instruments compatibles avec ce produit
Nom de la méthode:	SulfaVer 4, turbidimétrique
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8051
Paramètres:	Sulfate
Plage de mesure:	2 - 70 mg/L SO ₄ ²⁻
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	Paquet de 100 sachets