

# Thermocycleur Thermo Fisher QuantStudio 1



Numéro de produit: 10005

## **Description**

Le système PCR en temps réel QuantStudio 1 est un instrument de base pour les utilisateurs nouveaux et expérimentés à la recherche d'un produit de qualité à un prix abordable.

L'instrument offre les trois filtres d'excitation et d'émission les plus couramment utilisés FAM, VIC/HEX et ROX, permettant un multiplexage en 3 couleurs.

Le bloc chauffant est un format de plaque de microtitration de 96 puits (200 ul). L'instrument peut être utilisé de manière autonome ou connecté à un réseau, le logiciel est inclus et peut être installé sur différents PC.

Réservé à la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

Vendu uniquement en combinaison avec les kits de détection 4everyone en pack, veuillez demander un devis pour votre pays.