

FICHE TECHNIQUE

CODE CATALOGUE	:	SP000212
DESCRIPTIF	:	THERMO A MAXIMA AVEC OBTURATEUR
MARQUE	:	FABRICATION SPECIALE POUR HUMEAU - SANS MARQUE
LIQUIDE	:	MERCURE
GRADUATION	:	-10+150°C
PRECISION	:	1/1
LONGUEUR	:	220 mm
DIAMETRE	:	6 mm
POIDS BRUT	:	28 g
CONDITIONNEMENT	:	1
PACKAGING	:	ETUI
PAYS D'ORIGINE	:	FRANCE




Image non contractuelle