

Tube à essai Pyrex[®], gradué, avec douille rodée et bouchon



CARACTÉRISTIQUES

QUESTIONS

Nom	TUBE A ESSAI GRADUE PYREX 25ML/0,5ML 22X150MM BOUCHE-X10
Ancienne référence	067.00000112
Capacité (ml)	25
Diamètre ext. corps	22
Graduation (ml)	0,5
Longueur (mm)	150
Marque commerciale	PYREX
Poids brut	0.67 KG
Poids net	0.67 KG
Nomenclature douanière	70172000
Bouchon CN	19/26

TUBE A ESSAI GRADUE PYREX 25ML/0,5ML 22X150MM BOUCHE-X10

• Capacité indiquée par des graduations émaillées blanches. • Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex[®] : excellente résistance aux attaques chimiques et aux chocs thermiques. • Fournis avec un bouchon en polyéthylène interchangeable.