

TUBE À CENTRIFUGER, PP

LABSOLUTE®



Les tubes à centrifuger LABSOLUTE® possèdent une très bonne stabilité thermique, mécanique et chimique et sont fabriqués en PP de haute qualité (conforme à la classe VI de l'USP).

- Centrifugabilité: conique jusqu'à 16000 x g et avec rebord jusqu'à 3000 x g
- Exempt de DNase et RNase
- Niveau d'endotoxines: <0,5EU/ml
- Les produits stériles sont stérilisés par irradiation (SAL10-6)
- Disponibles en sachets ou en racks

Accessoires **Cryoboîte pour tubes à centrifuger 50 ml et 15 ml, carton**

Accessoires **Boîtes de rangement pour tubes à centrifuger, PP**

Accessoires **Supports universels pour différentes tailles de tubes, PP**

Accessoires **Support pour tubes de 15 ml, PA**

Accessoires **Support pour tubes de 50 ml, PA**

PO number	Description	Volume ml	Stérile	Ø mm	Hauteur mm	Conditionnement	Référence
7696720 Code SH: 39269097	Conique, en racks	50	Oui	28	115	300	7.696 720