


## ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

### Mélangeur à deux robinets sur table à bec orientable



#### Descriptif

Mélangeur à deux robinets sur table à bec lisse orientable démontable, pour eau potable. Flexibles avec gaine SPEX tressé inox, M10X1, EP G'3/8, Lg 650mm, embout cannelé démontable  $\varnothing$  10mm, saillie 250mm. Croisillons en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 35mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy).



<b>Spécificité 1</b>	Mélangeur
<b>Spécificité 2</b>	Sur table
<b>Spécificité 3</b>	Bec orientable
<b>Tétine 1</b>	Embout démontable Ø10 mm
<b>Couleur rondelle d'embase EN</b>	Bleu
<b>Couleur Pastille EN</b>	Rouge
<b>Couleur Pastille2 EN</b>	Bleu
<b>Couleur Volant EN</b>	Vert
<b>Couleur Plaque EN</b>	Vert
<b>Complément</b>	Revêtement : Rilsan noir
<b>Hauteur sous bec (mm)</b>	230
<b>Mécanisme d'ouverture</b>	Tête 2.5 tours
<b>Saillie (mm)</b>	250
<b>Organe de manoeuvre</b>	Volant polypropylène
<b>Raccordement</b>	Flexibles SPEX 650 mm - M10x1 - EP G'3/8
<b>Débit réglable</b>	Non
<b>Double débit</b>	Non
<b>Pression mini</b>	1 bar
<b>Pression conseillée</b>	3 bar
<b>Pression maxi</b>	5 bar
<b>Blocage température</b>	Non
<b>Longueur queue (mm)</b>	102
<b>Serrage maxi (mm)</b>	35
<b>Conditionnement</b>	1

